

Automazione completa dell'analisi enzimatica

La massima comodità possibile



Kit enzimatici pronti all'uso, sviluppati e prodotti internamente



Applicazioni personalizzate e consolidate



Assistenza tecnica ed applicativa

Maggiori informazioni:

<https://r-b.io/Enzymatic>

Noi, il tuo fornitore di sistemi analitici: soluzione completa per test enzimatici

Prova ad immaginare...

di avere uno strumento affidabile e completamente automatizzato per le tue analisi enzimatiche con reagenti liquidi e pronti all'uso con elevata stabilità. Eviti gli errori di esecuzione e di elaborazione, migliori i valori di recupero ed hai molto più tempo per altre attività. In caso di necessità di nuove applicazioni o di assistenza tecnica, tutto ciò che devi fare è chiamarci e riceverai immediatamente un supporto professionale.

E immagina....risparmierai anche sui costi.

Sembra troppo bello per essere vero? Con noi di R-Biopharm, tutto questo è possibile!

Il nostro team di esperti ti assiste in ogni fase dell'automazione dell'analisi enzimatica, partendo dallo

sviluppo interno dei reagenti, alla produzione, alla logistica fino alla vendita. Successivamente, i nostri specialisti tecnici ed applicativi ti garantiranno che l'analizzatore rimanga perfettamente funzionante e risponderanno prontamente ad ogni tua chiamata. In aggiunta a tutto questo, il nostro gruppo di ricerca è disponibile per ogni tua esigenza di sviluppo applicativo. Potrai sempre affidarti alla nostra esperienza.

In R-Biopharm uno degli obiettivi, come fornitore di sistemi analitici, è quello di offrire ai propri clienti un servizio completo e conveniente.



Automazione completa con Pictus 500 (Art. No. ZP500)

Il partner ideale per il controllo analitico degli alimenti

Con le sue numerose funzioni, l'analizzatore Pictus 500 non solo semplifica in modo affidabile il lavoro

quotidiano di laboratorio, ma garantisce le migliori prestazioni grazie alla sua tecnologia di alta qualità.



Produttività analitica (test/ora)	340	Braccio di pipettaggio multifunzione	1
Numero di reagenti, refrigerati (6 - 8 °C)	72	Ripetizione automatica campioni fuori scala	Sì
Numero di campioni	95	Pre e post diluizione automatica campioni	Sì
Intervallo volume reagenti (µL)	180 - 650	Filtri monocromatici intercambiabili	12
Intervallo volume campioni (µL)	2 - 100	Fotometro, intervallo di linearità	0.1 - 3.6
Numero di cuvette	80	Sistema operativo (Computer/SW)	Windows 8.1. oppure 10
Temperatura di reazione controllata (°C)	37 ± 0.1	Connessione alla LIS	Sì
Lavaggio ed asciugatura delle cuvette	Sì	Monitoraggio delle manutenzioni	Sì
Consumo soluzione di lavaggio (litri/ora)	< 2	Supporto da remoto	Sì

Enzytec™ *Liquid* incontra Pictus 500 – La soluzione migliore per te

Kit Enzytec™ *Liquid* pronti all'uso e stabili



Tutte le applicazioni sono verificate sull'analizzatore Pictus 500 e per ogni parametro sono disponibili i dati sulle prestazioni.

I reagenti della linea Enzytec™ *Liquid* sono caricati direttamente nel Pictus 500 e rimangono a disposizione, refrigerati, per ulteriori analisi.



I volumi ridotti dei reagenti da utilizzare con il Pictus 500 abbassano significativamente il costo a test.

In combinazione con i nostri standard multi-zuccheri e multi-acidi (stabili e liquidi), ti offriamo un sistema analitico completo ed affidabile.



Le cuvette sono riutilizzabili.

Al termine dell'analisi, le cuvette vengono sottoposte automaticamente al ciclo di lavaggio e dopo asciugatura sono disponibili per successive analisi.

Hai già un analizzatore?

Puoi utilizzare i kit della linea Enzytec™ *Liquid* con il tuo strumento.

Chiedi le applicazioni personalizzate.