

SPEEDY LAB

*Analisi di grasso, proteine, lattosio e residuo secco nel latte
5 tasti...2 minuti...0 problemi!*



- ☺ Analisi di grasso, proteine, lattosio, densità, sali e res. secco (SNF) in vari tipi di latte
- ☺ Nuovo e semplice menu interattivo di analisi e di calibrazione
- ☺ Calibrazioni semplici, da tastiera o da PC, fino a 3 tipi diversi di campione
- ☺ Risultati in 90 secondi circa, in assenza dell'operatore
- ☺ Preparazione e omogeneizzazione del campione non necessari
- ☺ Nessun consumabile o reagente chimico richiesto
- ☺ Aspirazione del campione da qualsiasi contenitore con pompa di precisione
- ☺ Tubo di campionamento lungo 40 cm
- ☺ Separazione del canale di entrata da quello di uscita: assenza di trascinamento
- ☺ Software gratuito di calibrazione e acquisizione dei risultati da PC

Caratteristiche tecniche:

- ☞ Range di misura e accuratezza:
 - Grasso: da 0,01% a 25,00% $\pm$ 0,10%
 - Proteine: da 2,00% a 7,00% $\pm$ 0,15%
 - Sali: da 0,40% a 1,50% $\pm$ 0,05%
 - Lattosio: da 0,01% a 6,00% $\pm$ 0,20%
 - Res. secco (SNF): da 3,00% a 15,00% $\pm$ 0,15%
 - Densità: da 1.000 a 1.160 Kg/m³ $\pm$ 0,3 Kg/m³
- ☞ Volume di campione: 15 ml
- ☞ Condizioni ambientali: temperatura tra 10° e 35°C, umidità tra 30% e 80%
- ☞ Uscita RS232 per PC/stampante (*stampante opzionale*) – Uscita USB per connessione a PC
- ☞ Alimentatore 12 VDC in dotazione per tensioni di rete da 110 a 240 V. Cavo di alimentazione per auto/camion fornibile su richiesta
- ☞ Dimensioni: 230 x 230 x 205 (h) mm – Peso: 4,5 Kg. – Potenza: 65 W

Prodotto e distribuito da:

ASTORI TECNICA s.n.c. - Via Stelle, 11 - 25020 Poncarale (BS)
Tel.: 030 2540240 - Fax: 030 2640812
www.astorioscar.com - info@astorioscar.com